



Corso di conservativa diretta ed indiretta

ANTERIORI E POSTERIORI



Grow Your Mind



Merate LC

Teoria - Pratica - Live Demo

6 (3+3) giorni

12-13-14 giugno 2025 18-19-20 settembre 2025

Dott. Alessandro Pezzana

Garrison

COLTENE

Modulo posteriori



Modulo Posteriori

Programma Teorico posteriori

Diagnosi e piano di trattamento in odontoiatria restaurativa estetica posteriore

I classi. Cavità e stratificazione

II Classi Gestione del punto di contatto: chiusura cervicale, profilo di emergenza ed area di contatto

II classi. Cavità e stratificazione

Conoscere la matrici

Conoscere i compositi da restauri posteriore e tecniche di stratificazione del composito nell'era moderna

Protocolli clinici di gestione in particolari situazioni di I II e VI classi (stampaggi diretti delle cuspidi)

Stamp technique

Chiavi del successo per ottenere mimesi del restauro e prognosi a lungo termine

Posizionamento della diga: tecniche, strumenti e protocolli per isolare tutti i casi

Protocolli di lucidatura per restauri diretti posteriori

Crack dentali e come gestirli.

Diagnosi e piano di trattamento nella sindrome da dente incrinato

Protocolli di preparazione per restauri adesivi indiretti

Onlay - overlay - corona? Quando come e perchè

Protocolli di cementazione per restauri adesivi indiretti

Materiali da restaurativa indiretta.

Protocolli di lucidatura

Margini profondi: Rilocazione coronale del margine o allungamento di corona clinica

Protocolli operativi di fronte a margini profondi

Errori, capirli e correggerli

Tips and tricks utili nella routine di tutti i giorni



Modulo Posteriori

Programma Pratico posteriore

Creazione cavità classe I, stratificazione, modellazione, protocollo di lucidatura

Creazione cavità classe II, stratificazione, modellazione, protocollo di lucidatura

Creazione cavità classe VI, stampaggio cuspidi, stratificazione, modellazione, protocollo di lucidatura

Preparazione per onlay

Preparazione per overlay

Rilocazione coronale del margine

Scansione con e senza diga

Cementazione intarsio

Grow Your Mind



Modulo anteriori

IV Classi



III Classi



V Classi




Sbiancamenti



Faccette dirette



Diastemi



Conoidi



Triangoli neri



Faccette in
Ceramica



Esposizione
pulpare



Difetti
cervicali



Traumatologia



Margini
profondi



White-
brown
Spot



Modulo anteriori

Programma Teorico anteriori

Diagnosi e piano di trattamento in odontoiatria restaurativa estetica anteriore

Gestione dei traumi: fratture coronali, fratture radicolari, esposizioni pulpari, lussazioni, avulsioni, fratture ossee, re-incollaggi

Forma e simmetria (ceratura analogica o digitale), colore (Tinta croma valore), conoscere i compositi e la merceologia

Tecniche di stratificazione del composito nell'era moderna

Protocolli clinici di gestione III, IV e V classi (V classe sopra o sotto CEJ)

V classi chirurgiche e V classi conservative

Chiavi del successo per ottenere mimesi del restauro ed assenza della linea di passaggio dente-restauro

Trattamento ortodontico: Quando e come eseguirlo? Prima, dopo o durante il trattamento conservativo

Posizionamento della diga: Tecniche, strumenti e protocolli per isolare tutti i casi

Matrici: come usarle nel settore anteriore in base al caso clinico. Chiusura, profilo di emergenza, punto di contatto

Protocolli di chiusura diastema

Protocolli di chiusura del triangolo nero del paziente parodontale

Protocolli di creazione di faccette dirette

Injection technique: quando, come e perché?

Protocolli di lucidatura, merceologia e sequenze. Importanza di macro e micro tessitura, strumenti e procedure.

Casi clinici a più non posso attraverso sequenze fotografiche e molti video

Errori, capirli e correggerli

Come progettare, creare e stampare un Mock up e come avere delle corrette mascherine guide

Preparazione e cementazione delle faccette in ceramica

Prep o no prep. Su preparazione a 90° o su preparazione verticale?

Tips and tricks utili nella routine di tutti i giorni



Modulo anteriori

Programma Pratico anteriori

Creazione elemento dentario completo su stampino in silicone

Caso clinico di due IV classi su 1.1 e 2.1

Caso clinico di tre III classi su 1.1 2.1 e 2.2: approccio palatino, approccio vestibolare, approccio passante

Caso clinico di esecuzione due V classi sopra e sotto CEJ su 2.4 e 2.5

Chiusura diastema tra 1.1 e 2.1

Chiusura del triangolo nero tra 2.1 e 2.2

Esecuzione di due faccette dirette su 2.1 ed 1.1 con tecnica di mock up e delle mascherine guida

Esecuzione di 4 preparazioni per faccette in ceramica

Grow Your Mind



Grow Your Mind

“PER ESSERE BRAVI IN QUALCOSA DOBBIAMO AVERE DUE COSE: LA PRIMA E' L'ENTUSIASMO DI FARLA, TI DEVE DIVERTIRE, TI DEVE RENDERE FELICE; LA SECONDA E' LA CONOSCENZA, QUELLA COSA A CUI SI ARRIVA SOLO STUDIANDO E CON ESPERIENZA. DIVERTIMENTO E CONOSCENZA MESCOLATI SI CHIAMANO IN UN MODO: PASSIONE”



DOTT. ALESSANDRO PEZZANA

Socio attivo AIC
Socio attivo IAED

Professore a contratto presso Università degli studi di Torino, Bologna, Napoli



alessandropezzanarestorative@gmail.com



[@alessandropezzanarestorative](https://www.instagram.com/alessandropezzanarestorative)



www.alessandropezzana.com



DOVE: STUDIO SMILE MERATE MEDICAL CENTER MERATE LC VIA CEPPPO 2

COSTO: 2500 + IVA (1500 + iva per l'iscrizione ad un solo modulo)

15 PARTECIPANTI

SEGRETERIA: INFO@GROWYOURMIND.EU

SITO INTERNENT: WWW.GROWYOURMIND.EU

MATERIALI DA PORTARE PER IL CORSO

1. occhialini ingrandenti.
2. macchina fotografica (a discrezione, se vi è utile impostarla).
3. Spatole da modellazione che usate abitualmente
4. Compositi che abitualmente siete abituati ad utilizzare nel settore anteriore e posteriore
5. Mandrino per dischetti e dischetti soft lex (nelle varie forme e granulometrie)
6. Modello frasaco superiore ed inferiore: modello frasaco di qualsiasi natura con almeno un ricambio di denti per settore anteriore e posteriore; e con tessuti molli in silicone
7. Matita con mina sottile
8. Porta Impronta in metallo non forato
9. Diga, archetto, pinza fora diga, pinza porta-uncini, 2 uncini n.2, 1 uncino 212, 1 uncino 27 N, fogli diga Nik Tone
10. Bisturi monouso
11. Manipoli rossi e Manipoli blu con linguetta schiacciabile come in foto
12. Filo interdentale
13. Vaselina e glicerina
14. Striscette abrasive
15. Frese (che solitamente siete abituati ad usare, in alternativa trovate i codici nella pagina successiva)
16. Creazione di Terzine di premolari e molari estratti come da foto

Linguetta schiacciabile, non fissa!



FRESE E GOMMINI

FIAMMETTA A GRANA ROSSA

HENRY SCHEIN REF: 900-6776 ISO: 889-009F LOT: 4547201

OLIVA A GRANA ROSSA

HENRY SCHEIN REF: 900-6770 ISO: 368-023F LOT: 4940K132378

GOMMINO DA RIFINITURA

SHOFU BROWNIE MINI-POINTS REF 0403

SETOLA MORBIDA

Spazzolini da profilassi (PRODONTO)

CILINDRICA GROSSA BLU

HENRY SCHEIN REF: 878-2823 ISO: 837-016M LOT: 131079

CILINDRICA GROSSA ROSSA

DIA SWISS REF: 314FP837.014 ISO: 8063145111514014 LOT: 2019-07-26

CILINDRINI BLU

HENRY SCHEIN REF: 900-6751 ISO: 835-010M LOT: 2812300

CONICA TESTA PIATTA

HENRY SCHEIN REF: 878-2858 ISO: 848-016F LOT: 131778

CHAMFER MODIFICATO

DIA SWISS REF: 314FP856.021 ISO: 806314508514021 LOT: 2022-07-06

OCCLUBRUSH D'ORATO KERR

Gommini

BROWNIE SHOFU
STURDAST: REF-PM20032; LOT-230691433; ISO-01234

Gommini

SUPRA DI KULZER NEI DUE COLORI
E NELLE VARIE FORME